

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

MATERASSINI THERA-BAND®

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1748300/R

DESCRIZIONE

Materassini progettati per fornire il massimo sostegno durante gli esercizi a corpo libero. Caratterizzati da una superficie molto morbida al tatto, impermeabile, resistente all'usura, e facile da pulire
Provvisi di fori e cinghie elastiche per un facile stoccaggio
Disponibile in tre colori e due altezze

INDICAZIONI

Indicati per l'utilizzo durante esercizi a corpo libero.

MATERIALE

Realizzati in polietilene ad alta densità,

CODICI E DIMENSIONI

60 cm x 190 cm x 1.5 cm

305080 Thera-Band Blu

305081 Thera-Band Verde

305246 Thera-Band Rosso

60 cm x 190 cm x 2.5 cm

305082 Thera-Band Blu

305083 Thera-Band Verde

305247 Thera-Band Rosso

100 cm x 190 cm x 1.5 cm

305084 Thera-Band Blu

305085 Thera-Band Verde

305248 Thera-Band Rosso



Confezionamento: pezzi uno

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

