

# MED BACK 810 CORSETTO LOMBOSACRALE DESIGN DINAMICO A “V” h 27cm

## SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20020 Arese (MI) - Italy  
**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:** Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 - 20020 Arese (MI) - Italy

**REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1941565/R**

### CODICE:

**MED BACK 810 - CORSETTO LOMBOSACRALE DESIGN DINAMICO A “V” ALTEZZA 27cm**

### DESCRIZIONE

Corsetto realizzato in tessuto traspirante millerighe con inserto stabilizzante posteriore a “V” per ottenere un’azione dinamica di sostegno sulla fascia dei muscoli paravertebrali

Il tessuto di fabbricazione garantisce traspirabilità, ventilazione, elevata vestibilità, alto comfort e lunga durata nel tempo anche dopo ripetuti lavaggi

Fascia anteriore di chiusura a strappo a doppio uncino a elevata resistenza anche nei movimenti di flessione pronunciata, inserto per le dita per facilitare l’indosso

Altezza posteriore del corsetto da 27cm

Colore nero con rifiniture in giallo

Design unisex per uomo o per donna

5 taglie: da S a XXL

### Indicazioni

- Lombalgia in fase acuta di moderata entità, subacuta e cronica
- Traumi lombari
- Contratture muscolari di moderata e severa entità
- Nel post-operatorio ove sia necessario la protezione e il sostegno alla colonna
- Per la prevenzione e protezione da traumi alla colonna



## **MATERIALI DI FABBRICAZIONE**

### **50% Poliestere - 33% Poliammide - 17% Elastan - Stecche ortopediche**

**Analisi dei requisiti:** al fine di soddisfare i requisiti essenziali della DIR 93/42, in base al tipo di uso previsto, sono stati analizzati i requisiti ed eseguita la valutazione dei rischi. Si è valutato che il prodotto a seguito della sua tipologia, se utilizzato correttamente come dà indicazioni fornite dal negoziante/medico, e secondo le regole del buon senso non presenta rischi ragionevolmente prevedibili. Il prodotto non è in confezione sterile e va usato su cute sana.

Esso è destinato al benessere della persona, pertanto non vi sono limiti di tempo valutabili nel suo utilizzo, salvo diverse indicazioni date da personale specializzato. Le parti necessarie alla costruzione del capo vengono prodotte in Italia o in stati comunitari, pertanto sono soggette alle attuali normative CE.

Si sono anche valutati gli aspetti di biocompatibilità, anallergica, tossicità, infiammabilità del prodotto.

**Biocompatibilità:** non applicabile in quanto non è una sostanza a contatto con l'organismo.

**Tossicità:** accettabile, soggettiva.

**Infiammabilità:** non esistente se non a diretto contatto di fiamme libere.

**Biocontaminazione:** non applicabile.

**Lesioni:** non esistente per un uso corretto del prodotto.

## **Dichiarazione CE:**

Mediland Srl con sede fiscale sita in via dei Carantani, 1- 21100 Varese (VA) e sede operativa in via delle Industrie, 5 20020 Arese (MI) Italia dichiara quanto segue: il sopraindicato articolo viene classificato, secondo quanto previsto dalla direttiva 93/42/CEE come “dispositivo medico non invasivo”, rientrante nella classe 1, non è uno strumento di misura, non è destinato ad indagini cliniche, viene commercializzato in confezione non sterile e va usato su cute sana. Inoltre il tessuto non contiene coloranti che dissociandosi possano rilasciare ammine aromatiche e pertanto il prodotto, a diretto contatto con la pelle, rispetta i principi OEKO-TEX e i requisiti ecologici umani attualmente in vigore e stabiliti da questi standard.

Il capo viene prodotto presso il nostro stabilimento terziario di fiducia da parte del personale tecnico qualificato. Le documentazioni tecniche OEKO-TEX standard 100 e regolamento Reach, relative alle materie prime utilizzate per la realizzazione di questo articolo e alle sue fasi di lavorazione, sono conservate nell'archivio digitale presso la sede operativa di Arese con numero di archiviazione progressivo, e sono visionabili ma non divulgabili a terze parti secondo quanto previsto dall'attuale normativa sulla privacy in vigore.

**mediland srl**  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese  
**mediland.it** info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## TAGLIE E CODICI

TAGLIA	MED BACK 810
<b>S</b>	<b>863361</b>
<b>M</b>	<b>863362</b>
<b>L</b>	<b>863363</b>
<b>XL</b>	<b>863364</b>
<b>XXL</b>	<b>863365</b>

**Unità di confezionamento: Pezzi 1**

**CONFORMITÀ:** MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 - IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

Mediland Srl

