

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TRULIFE: PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA S – SYMPHONY

SCHEDA TECNICA

FABBRICANTE: TRULIFE - Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND

DISTRIBUTORE ESCLUSIVISTA PER L'ITALIA: MEDILAND Srl, Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

CODICE ISO: 06.30.18.006

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 31823/R

DESCRIZIONE PRODOTTO: PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA S-SYMPHONY

CARATTERISTICHE TECNICHE E FORMA:

Protesi realizzata al 100% in gel di silicone medicale con parte esterna in film di poliuretano super soft effetto cute naturale.

Forma anatomica simmetrica ambidestra triangolare per adattare la protesi alla maggior parte degli interventi chirurgici per mastectomia.

Bordi esterni a scomparsa per aumentare il comfort ed evitare punti di fastidio, disponibile dalla taglia 1 alla 14.



La protesi è **Latex Free**, non contiene lattice.

GARANZIA:

La protesi è garantita 24 mesi da difetti di fabbricazione

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

100% gel di silicone medicale microfiltrato, parte esterna al 100% film di poliuretano super soft effetto pelle naturale

INDICAZIONI D'USO:

Dopo mastectomia semplice o totale modificata

CODICE E TAGLIE:

CODICE	TAGLIA	VERSIONE	FORMA	PROFILO SENO
003590	1	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno
003591	2	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno
003592	3	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno
003593	4	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno
003594	5	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno
003595	6	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno
003596	7	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno
003597	8	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno
003598	9	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno
003599	10	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno
003600	11	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno
003601	12	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno
003602	13	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno
003603	14	ambidestra	simmetrica triangolare	da medio a pieno

La protesia va indossata con un reggiseno predisposto per protesi mammaria esterna.

CURA E IGIENE DELLA PROTESI:

- Non indossare la protesi con anelli o braccialetti, potrebbero rompere l'involucro di poliuretano che contiene il silicone medicale.
- Utilizzare dei guanti di protezione per l'indosso
- La protesi va lavata a mano con acqua tiepida
- Non usare detersivi aggressivi o soluzioni a base di alcol
- Usare un panno morbido per la pulizia, non strofinare con forza
- Asciugare la protesi lontano da fonti di calore diretto
- Una volta utilizzata, la protesi va rimessa nel suo contenitore per mantenere la forma naturale

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pezzi 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

