

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

sede legale:
Via Carlo Freguglia, 2
20122 Milano



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

PROTEZIONE PER TALLONE/GOMITO IN FIBRA CAVA SILICONATA

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie 5 - 20044
ARESE (MI)

CODICE ISO: 04.33.06.036 (Ex 03.33.09.006)
REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)

Cod. 851550 Nr: 2443205/R - Cod. 851554 Nr:2443252/R

DESCRIZIONE COD. 851550

Protezione tallone/gomito con fascette realizzata con tessuto 100% cotone 124 gr/mq, colore azzurro, peso 150 Gr imbottita con fibra cava siliconata 15 den filo 64 mm.



LATEX FREE

DESCRIZIONE COD. 851554

Protezione tallone/gomito con velcri realizzata con tessuto 100% cotone 124 gr/mq, colore azzurro, peso 130 Gr imbottita con fibra cava siliconata 15 den filo 64 mm.

Lavaggio/Sanificazione

Max 40° con utilizzo di saponi neutri, centrifuga ridotta

LATEX FREE

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
Il prodotto rientra tra quelli della classe I non invasivi.

