

SCHEDA TECNICA - 855990

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	2297714
CND	Y093303

DESCRIZIONE GENERALE

Seggiolino da doccia in duralluminio anticorrosione

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	Sedile confortevole con fori per ridurre lo scivolamento, in PVC atossico con Braccioli estraibili Regolabile in altezza da cm 41 a cm 55

DIMENSIONI

Larghezza sedile cm 45 (con supporti laterali)
Profondità sedile cm 34
Larghezza totale cm 50
Profondità totale cm 46
Altezza complessiva da cm 56 a cm 70
Portata massima kg 100
Peso kg 2,7

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	855990
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 Pz
ACCESSORI	
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

