

SCHEDA TECNICA - 855995

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	09.12.15.006
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	2293939
CND	Y091203

DESCRIZIONE GENERALE

Rialzo stabilizzante 3 in 1 per WC, dispositivo atto a consentire l'uso del WC a soggetti che presentano difficoltà ad alzarsi ed abbassarsi.

Altezza regolabile a seconda delle necessità

Munito di secchiello WC aperto e chiuso e coperchio

Braccioli con imbottitura morbida.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	Struttura in duralluminio ad alta resistenza Tappi antiscivolo Sedile regolabile in altezza da cm 43 a cm 58 Completo di coperchio, vaschetta aperta e chiusa, lavabile e disinfettabile Possibilità di regolazione per prevedere una minima inclinazione anteriore, per facilitarne seduta ed alzata Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

DIMENSIONI

Larghezza massima cm 63

Larghezza interna (tra i braccioli) cm 47

Larghezza seduta cm 36

Profondità seduta cm 45

Altezza regolabile da cm 67 a cm 80

Portata massima kg 155

Peso kg 5 ca.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	855995
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	4 Pz
ACCESSORI	Disponibile su richiesta ciambella di appoggio in materiale morbido
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.