

SCHEDA TECNICA - 856035

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.21.03.003
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	2293942
CND	Y091203

DESCRIZIONE GENERALE

SEDIA PER DOCCIA PIEGHEVOLE MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	Struttura telaio in acciaio di alta qualità, laccato epossidico anticorrosione, di colore bianco. Sedile con apertura anatomica e schienale ergonomici in plastica ABS di alta qualità

DIMENSIONI

Altezza bracciolo dal sedile cm 20
 Larghezza totale cm 54
 Profondità sedile cm 40
 Larghezza sedile cm 41
 Altezza seduta da terra cm 49
 Altezza schienale cm 43
 Diametro ruote mm 100 (posteriori con freno)
 Portata massima kg 114

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	856035
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 Pz
ACCESSORI	
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.