

SCHEDA TECNICA - 856038

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	09.33.03.015
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	2297708
CND	Y093303

DESCRIZIONE GENERALE

SEDILE PER DOCCIA CON BASE APPOGGIO "ROTANTE"

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	Struttura in duralluminio anticorrosione, sedile in PP (polipropilene) morbido, con dispositivo ruotante. Semplice da assemblare, molto leggero. Gambe di appoggio dotate di ventose per un sicuro fissaggio sul piatto doccia

DIMENSIONI

Altezza regolabile da cm 43 a cm 53.
Portata massima kg 114

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	856038
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 Pz
ACCESSORI	
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

