

SCHEDA TECNICA - 856101/856102

PRODUTTORE	VIEWSTAR INTERNATIONAL CO. LTD		
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)		
CODICE ISO	09.12.15.003		
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	856101 - n°2293429	856102 - n°2293430	
CND	Y091215		

DESCRIZIONE GENERALE

RIALZO WC CON COPERCHIO

IMMAGINE ARTICOLO**DATI TECNICI**

Forma anatomica
In PVC atossico ad alta resistenza con coperchio
Dispositivi di fissaggio in plastica regolabili
Adattabile a tutti i tipi di WC
Materiale anallergico

DIMENSIONI

cod. 856101 cm 10
cod. 856102 cm 15
Portata massima kg 100

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	856101	856102
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 Pz	
ACCESSORI		
GARANZIA	2 anni	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.