

SCHEDA TECNICA - 857109

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	09.33.03.015
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	2297717
CND	Y093303

DESCRIZIONE GENERALE

Sedile girevole 360° per vasca da bagno
Ausilio destinato a persone con limitazioni motorie, per facilitare l'espletamento delle attività di igiene personale in modo autonomo o assistito.
Il dispositivo consente l'accesso alla vasca da bagno in modo autonomo o assistito, evitando manovre di scavalamento.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	Telaio realizzato in acciaio verniciato a polveri epossidiche anti-corrosione, ad alta resistenza. Sedile girevole 360° per vasca da bagno, realizzato per facilitare l'espletamento delle attività igieniche personali, in modo sia autonomo che assistito. Sedile e schienale in materiale idrorepellente, atraumatico, anti-corrosione, rivestimento in polvere bianca per evitare un precoce deterioramento a contatto dell'acqua e di detergenti igienici. Il sedile dispone di appositi fori per il drenaggio dell'acqua. Assicura perfetta stabilità alle diverse tipologie di vasca da bagno grazie ad appoggi di materiale anti scivolo, tale da offrire una perfetta stabilità e sicurezza. Il sedile, dotato di appositi braccioli per garantire sicurezza all'utilizzatore. Dispone di un sistema di blocco della rotazione, tale da garantire il funzionale trasferimento in sicurezza dell'utilizzatore. Lavabile e disinfettabile

DIMENSIONI

Larghezza sedile: cm 40,5.
Profondità sedile: cm 36,5
Altezza schienale: cm 38
Altezza braccioli dalla seduta: cm 20
Larghezza sedile compreso braccioli: cm 51
Larghezza totale base: cm 69 ca.
Larghezza di appoggio bordi vasca da bagno: minimo cm 55 - max cm 70
Larghezza misura interna vasca idonea al dispositivo di fissaggio: minimo cm 45 - max cm 61
Portata massima kg 120

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	857109
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 Pz
ACCESSORI	
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.