

SCHEDA TECNICA - 857114/857115

PRODUTTORE	VALENTINE INTERNATIONAL LTD.	
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)	
CODICE ISO	09.12.15.003	
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	857114 - n°2293434	857115 - n°2293435
CND	Y091215	

DESCRIZIONE GENERALE

RIALZO WC CON BRACCIOLI RIBALTABILI E COPERCHIO

IMMAGINE ARTICOLO**DATI TECNICI**

Facile da adattare a tutti i tipi di sanitari, realizzato in PVC atossico ad alta resistenza.
Munito di coperchio e braccioli ribaltabili con imbottitura morbida.
Fornito completo di staffe per il fissaggio al WC

DIMENSIONI

857114 altezza cm 10
857115 altezza cm 15
Portata massima kg 114

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	857114	857115
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 Pz	
ACCESSORI		
GARANZIA	2 anni	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.