

CINTURA ADDOMINALE PER CARROZZINA CON PRESA PELVICA

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: RENOL S.A. – Quai Fernand Demets 23 - 1070 Brussels - Belgium

DESCRIZIONE: CINTURA DI SICUREZZA

REPERTORIO DM SSN – Art. 1 comma 409 legge 266/2005) –

- **RFB09115 Nr: 2450474/R - RFB09140 Nr: 2450476/R**
- **RFB09315 Nr: 2450477/R - RFB09340 Nr: 2450480/R**

VERSIONE CON PRESA PELVICA INTEGRATA

- **RFB09115P Nr: 2477700 /R - RFB09140P Nr: 2477706 /R**
- **RFB09315P Nr: 2477712 /R - RFB09340P Nr: 2477729 /R**

CINTURA ADDOMINALE CON PRESA PELVICA

CODICE RFB09115 - RFB09140 - RFB09315 - RFB09340

DESCRIZIONE: i sistemi di contenimento KOMETAFIX sono il meglio che si possa avere per una postura confortevole e corretta. Facili da usare garantiscono posizioni comode e sicure. La sicurezza del contenimento del corpo e degli arti si ottiene con estrema facilità garantendo i movimenti che si vogliono avere per un necessario confort del paziente e per le cure che si vogliono effettuare. Sono disponibili due tipi di chiusura, uno meccanico con perni corto e lungo, ghiera e chiave, uno magnetico con chiave magnetica. I due sistemi sono facili da usare.

L'uso corretto dei prodotti è di massima importanza, ogni articolo è consegnato col dovuto modo d'uso e su richiesta potete avere un manuale che spiega l'applicazione di tutti i prodotti. Le cinture per il posizionamento pelvico, per le spalle ed i vari sistemi di fissaggio dei pazienti alle carrozzine o alle sedie geriatriche danno una scelta enorme all'operatore nella gestione dei problemi con i pazienti non autonomi e con problemi di stabilità assicurando un mantenimento costante della postura.

I prodotti sono in doppio tessuto blu chiaro, morbido, resistente confortevole per il paziente, 100% in poliestere (Terilene). Le cinghie di color nero con chiusura a fissaggio rapido. Lavabili fino a 95°C.



CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Da usare con la cintura KOMFIX sia per impedire ai pazienti di rotolare sia per opzionarli sul lato per ricevere cure sul dorso. Facile da applicare e confortevole. In robusto tessuto blu.

Ogni componente, ivi compreso le confezioni e le scatole sono LATEXFREE, non contenenti lattice.

Lavabile in lavatrice fino a 95°C.

Ref. RFB09115 Cod. 390105 h cm 14 misura small/medium (cm 60 – 110)

Ref. RFB09140 Cod. 390106 h cm 14 misura large (cm 80 – 135)

Ref. RFB09140 Cod. 390106 h cm 14 misura large (cm 80 – 135)

Ref. RFB09315 Cod. 380064 h cm 18 misura small/medium (cm 60 – 110)

Ref. RFB09340 Cod. 380065 h cm 18 misura large (cm 80 – 135)

Chiusure necessarie:

Chiusura meccanica: 3 x cod. 390107/RFK00433 + 1 x cod. 380024/RFK00100

Chiusura magnetica: 3 x cod. 380025/RFK01222 + 1 x cod. 380026/RFK01111

CINTURA ADDOMINALE CON PRESA PELVICA INTEGRATA

Medesimo modello, ma la cintura pelvica è integrata ed evita al paziente di scivolare verso il basso assicurando una sicurezza maggiore.

Ref. RFB09115P h cm 14 misura small/medium (cm 60 – 110)

Ref. RFB09140 Cod. 390106 h cm 14 misura large (cm 80 – 135)

Ref. RFB09140P h cm 14 misura large (cm 80 – 135)

Ref. RFB09315P h cm 18 misura small/medium (cm 60 – 110)

Ref. RFB09340P h cm 18 misura large (cm 80 – 135)

Chiusure necessarie:

Chiusura meccanica: 3 x cod. 390107/RFK00433 + 1 x cod. 380024/RFK00100

Chiusura magnetica: 3 x cod. 380025/RFK01222 + 1 x cod. 380026/RFK01111

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: una per confezione.

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. IL PRODOTTO RIENTRATRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.



uff. reg. imp. di Milano

R.E.A. MI - 1973393

cap. soc. € 62.400,00

P.IVA e C.F. 02292840127