

CINTURA ADDOMINALE

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: RENOL S.A.- Quai Fernand Demets 23 - 1070 Brussels - Belgium

DESCRIZIONE: CINTURA ADDOMINALE

REPERTORIO DM SSN - Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - RFC47115 Nr: 2450770/R - RFC47140 Nr: 2450771/R

CODICE RFC47115-RFC47140

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Garantisce sicurezza e massimo comfort ai pazienti con mobilità alterata. Molto funzionale si adatta a corporature di ogni taglia. Realizzata in poliestere 100% (Terilene). LATEX FREE Fuoco ritardante
Manutenzione: Lavabile in lavatrice a 95°



DIMENSIONI:

CODICE: 390099/RFC47115 Small/Medium (da cm. 60 a 110)

CODICE: 390100/RFC47140 Large (da cm. 85 a 135)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: pz.1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. IL PRODOTTO RIENTRATRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

