

## FASCIA PELVICA PER CINTURA “KOMFIX

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE: RENOL S.A.- Quai Fernand Demets 23 - 1070 Brussels - Belgium**

**DESCRIZIONE: FASCIA PELVICA PER CINTURA ADDOMINALE KOMFIX**

**REPERTORIO DM SSN - Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 2450643/R**

**CODICE RFP22000**

**DESCRIZIONE** : i sistemi di contenimento KOMETAFIX sono il meglio che si possa avere per una postura confortevole e corretta. Facili da usare garantiscono posizioni comode e sicure. La sicurezza del contenimento del corpo e degli arti si ottiene con estrema facilità garantendo i movimenti che si vogliono avere per un necessario confort del paziente e per le cure che si vogliono effettuare. Sono disponibili due tipi di chiusura, uno meccanico con perni corto e lungo, ghiera e chiave, uno magnetico con chiave magnetica. I due sistemi sono facili da usare. L'uso corretto dei prodotti è di massima importanza, ogni articolo è consegnato col dovuto modo d'uso e su richiesta potete avere un manuale che spiega l'applicazione di tutti i prodotti. Le cinture per il posizionamento pelvico, per le spalle ed i vari sistemi di fissaggio dei pazienti alle carrozzine o alle sedie geriatriche danno una scelta enorme all'operatore nella gestione dei problemi con i pazienti non autonomi e con problemi di stabilità assicurando un mantenimento costante della postura. I prodotti sono in doppio tessuto blu chiaro, morbido, resistente confortevole per il paziente, 100% in poliestere (Terilene). Le cinghie di color nero con chiusura a fissaggio rapido. Lavabili fino a 95°C.



### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Da usare con la cintura KOMFIX per impedire al paziente di scivolare verso il basso. Confortevole e di facile applicazione. In robusto tessuto blu chiaro. Ogni componente, ivi compreso le confezioni e le scatole sono LATEXFREE, non contenenti lattice.  
Lavabile in lavatrice fino a 95°C.

Art. RFP22000 Cod. **380006** misura unica

#### Chiusure necessarie:

- **Meccanica n. 1 cod. 380023/RFK00400 + 1 cod. 380022/RFK00300**

Oppure

- **Magnetica n.1 cod. 380025/RFK01222 + 1 cod. 380026/rfk01111**

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** una per confezione.

**CONFORMITÀ:** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. IL PRODOTTO RIENTRATRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.



Rev 01 del 07/23