

CINTURA FERMAPOLSO

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: RENOL S.A.- Quai Fernand Demets 23 - 1070 Brussels - Belgium

DESCRIZIONE: CINTURA FERMA POLSO

REPERTORIO DM SSN - Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **RFW16200 Nr: 2450609 /R - RFW16210 Nr: 2450610/R - RFW16220 Nr: 2450611/R**

CODICE RFW16200-RFW16210-RFW16220

DESCRIZIONE: : i sistemi di contenimento KOMETAFIX sono il meglio che si possa avere per una postura confortevole e corretta. Facili da usare garantiscono posizioni comode e sicure. La sicurezza del contenimento del corpo e degli arti si ottiene con estrema facilità garantendo i movimenti che si vogliono avere per un necessario confort del paziente e per le cure che si vogliono effettuare. Sono disponibili due tipi di chiusura, uno meccanico con perni corto e lungo, ghiera e chiave, uno magnetico con chiave magnetica. I due sistemi sono facili da usare. L'uso corretto dei prodotti è di massima importanza, ogni articolo è consegnato col dovuto modo d'uso e su richiesta potete avere un manuale che spiega l'applicazione di tutti i prodotti. Le cinture per il posizionamento pelvico, per le spalle ed i vari sistemi di fissaggio dei pazienti alle carrozzine o alle sedie geriatriche danno una scelta enorme all'operatore nella gestione dei problemi con i pazienti non autonomi e con problemi di stabilità assicurando un mantenimento costante della postura. I prodotti sono in doppio tessuto blu chiaro, morbido, resistente confortevole per il paziente, 100%



CARATTERISTICHE TECNICHE: Permette di immobilizzare efficacemente le braccia del paziente. Non comprime ed è confortevole. Si può usare solo con la cintura KOMFIX. Ha due sistemi di sicurezza, uno con chiusura velcro, il secondo con serratura. In robusto tessuto blu chiaro. Lavabile in lavatrice fino a 95°C. Ogni componente, ivi compreso le confezioni e le scatole sono LATEXFREE, non contenenti lattice.

Art. RFW16200 Cod. 380015 universale (da cm 14 a 22)

Art. RFW16210 Cod. 380070 polso da cm 10 a 18

Art. RFW16220 Cod. 380071 polso da cm 18 a 26

Chiusure necessarie:

Meccaniche 4 x cod. 390107/RFK00433 + 1 x cod. 380024/RFK00100

Magnetiche 4 x cod. 380025/RFK01222+1 x cod. 380026/RFK01111

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: una per confezione.

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. IL PRODOTTO RIENTRATA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

