

CINTURA FISSASPALLE PER CINTURA “KOMFIX”

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: RENOL S.A.- Quai Fernand Demets 23 - 1070 Brussels - Belgium

DESCRIZIONE: CINTURA FISSASPALLE PER CINTURA “KOMFIX”

REPERTORIO DM SSN - Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - RFY21000 Nr: 2450854/R - RFY21500 Nr: 2450855/R

CODICE RFY21000-RFY21500

DESCRIZIONE: i sistemi di contenimento KOMETAFIX sono il meglio che si possa avere per una postura confortevole e corretta. Facili da usare garantiscono posizioni comode e sicure. La sicurezza del contenimento del corpo e degli arti si ottiene con estrema facilità garantendo i movimenti che si vogliono avere per un necessario confort del paziente e per le cure che si vogliono effettuare. Sono disponibili due tipi di chiusura, uno meccanico con perni corto e lungo, ghiera e chiave, uno magnetico con chiave magnetica. I due sistemi sono facili da usare. L'uso corretto dei



prodotti è di massima importanza, ogni articolo è consegnato col dovuto modo d'uso e su richiesta potete avere un manuale che spiega l'applicazione di tutti i prodotti. Le cinture per il posizionamento pelvico, per le spalle ed i vari sistemi di fissaggio dei pazienti alle carrozzine o alle sedie geriatriche danno una scelta enorme all'operatore nella gestione dei problemi con i pazienti non autonomi e con problemi di stabilità assicurando un mantenimento costante della postura. I prodotti sono in doppio tessuto blu chiaro, morbido, resistente confortevole per il paziente, 100% in poliestere (Terilene). Le cinghie di color nero con chiusura a fissaggio rapido. Lavabili fino a 95°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: Da usare con la cintura KOMFIX per impedire al paziente di spostarsi verso l'alto. Si può anche usare con la CINTURA MULTIFUNZIONI (Art. RFM23000). Confortevole e di facile applicazione. In robusto tessuto blu chiaro. Ogni componente, ivi compreso le confezioni e le scatole sono LATEXFREE, non contenenti lattice. Lavabile in lavatrice fino a 95°C.

Art. RFY21000 Cod. 380007 misura piccola/media (per cintura KOMFIX cm 60 – 110)

Art. RFY21500 Cod. 380008 misura grande (per cintura KOMFIX cm 85 – 135)

Chiusure necessarie:

2 x RFK00400 2 x RFK00300 o magnetiche 2 x RFK01222 + 1 x RFK01111

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: una per confezione.

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

