

SCHEDA TECNICA DEAMBULATORE - 000954


PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.003 – 12.06.09.130 – 12.06.09.109
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1727034/R
CND	Y120606

DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore con 4 ruote da 94mm, anteriori piroettanti, posteriori fisse con dispositivo frenante a pressione.

DATI TECNICI	IMMAGINE ARTICOLO
• Maniglie con impugnatura morbida • Telaio pieghevole. • Ruote anteriori piroettanti da 3,7" (mm 94) • Ruote posteriori fisse con dispositivo frenante a pressione • Materiale duralluminio anodizzato, leggero, pieghevole • Ruote posteriori con dispositivo frenante • Regolabile in altezza da cm 82 a cm 92 • Larghezza totale cm 64 • Lunghezza totale cm 53 • Peso kg 3,5 • Portata massima kg 120	

DIMENSIONI

								
cm 64	cm 53	cm 42,5	Da cm 82 a cm 92	cm 83,2 x cm 8 x cm 62,4	Kg 3,5	Kg 120	3,7" (mm 94)	3,7" (mm 94)

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	000954
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 Anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.