

SCHEDA TECNICA DEAMBULATORE - 000961

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.003 – 12.06.09.130 – 12.06.09.109
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1727143/R
CND	Y120606

DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore da interno con 4 ruote piroettanti da 3,7"

DATI TECNICI	IMMAGINE ARTICOLO
• Ruote anteriori e posteriori piroettanti da 3,7" (mm94) • Materiale duralluminio anodizzato, leggero, pieghevole • Regolabile in altezza da cm 82 a cm 94. • Larghezza totale cm 56 • Lunghezza (profondità) totale cm 57 • Peso kg 3,2 • Portata massima kg 120	

DIMENSIONI

								
cm 56	cm 57	cm 44	Da cm 82 a cm 94	cm 83 x cm 8 x cm 58	Kg 3,2	Kg 120	3,7" (mm 94)	3,7" (mm 94)

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	000961
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

