

SCHEDA TECNICA DEAMBULATORE - 000963

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.06.006
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1727144/R
CND	Y120606

DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore con 4 ruote 3,7" (mm 94) – anteriori piroettanti – posteriori fisse

DATI TECNICI	IMMAGINE ARTICOLO
• Telaio in duralluminio ad alta resistenza, pieghevole • Ruote anteriori piroettanti da 3,7" (mm 94) • Ruote posteriori fisse da 3,7" (mm 94) • Impugnature anatomiche, morbide per il miglior comfort • Regolabile in altezza da cm 82 a cm 92 • Larghezza totale cm 62 • Lunghezza (profondità) totale cm 52 • Peso kg 3,2 • Portata massima kg 120	

DIMENSIONI

								
cm 62	cm 52	cm 44	Da cm 82 a cm 92	cm 83 x cm 9,5 x cm 62	Kg 3,2	Kg 120	3,7" (mm 94)	3,7" (mm 94)

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	000963
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.