

SCHEDA TECNICA DEAMBULATORE - 854900



PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.009 - 12.06.09.142 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5126/R
CND	Y120606

DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore con 4 ruote da 152mm, anteriori piroettanti. Telaio richiudibile. Dispositivo frenante a leva, con sistema di stazionamento.

DATI TECNICI	IMMAGINE ARTICOLO
• Deambulatore tipo rollato • Sedile imbottito • Basket porta oggetti • Appoggio per la schiena rivestito di soffice imbottitura. • Impugnature di spinta anatomiche • Dispositivo frenante a leva, con stazionamento. • Ruote anteriori piroettanti, posteriori fisse da 6" (mm 152). • Telaio in duralluminio anodizzato • Laccato blu • Pieghevole e regolabile in altezza da cm 84 a cm 95 • Larghezza totale cm 61. • Larghezza interna cm 45,4 • Lunghezza totale cm 60 • Altezza sedile da terra cm 57. • Ruote anteriori girevoli mm 152 (6") • Portata massima kg 120. • Peso kg 6,7.	

DIMENSIONI

								
cm 61	cm 60	cm 45,5	Da cm 84 a cm 95	cm 88 x cm 26 x cm 60	Kg 6,74	Kg 120	6" (mm 152)	6" (mm 152)

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	854900
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.