

## SCHEDA TECNICA ROLLATOR - 854912

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTTORE</b>        | Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI) |
| <b>CODICE ISO</b>        | 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142         |
| <b>REPERTORIO DM SSN</b> | (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 13017/R                   |
| <b>CND</b>               | Y120606                                                           |

### DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore tipo rollator, con sedile imbottito, elegante basket porta oggetti, appoggio per la schiena rivestito di soffice imbottitura. Maniglie di spinta anatomiche, dispositivo frenante a leva, con stazionamento. Ruote anteriori piroettanti, pieghevoli all'interno per minor ingombro durante il trasporto in auto, posteriori fisse da 8" (mm 200). Particolarmente indicato per uso esterno e su terreni sconnessi e ghiaiosi.

| DATI TECNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMMAGINE ARTICOLO                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Telaio in duralluminio</li> <li>Laccato rosso</li> <li>Regolabile in altezza da cm 84 a cm 99</li> <li>Completo di freno</li> <li>Sedile e cestino chiuso</li> <li>Sistema frenante a leva.</li> <li>Dimensioni sedile cm 31,8x35,6</li> <li>Ruote da mm 203 (8") in PU</li> <li>Ruote anteriori girevoli</li> <li>Portata massima kg 136</li> <li>Peso kg 7,9</li> </ul> |  |

### DIMENSIONI

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cm 63,5                                                                             | cm 78,7                                                                             | cm 44,5                                                                             | Da cm 84<br>a cm 99                                                                 | cm 55 x<br>cm 24 x<br>cm 61,5                                                       | Kg 7,9                                                                              | Kg 136                                                                                | 8"<br>(mm 203)                                                                        | 8"<br>(mm 203)                                                                        |  |

### INFO UTILI

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>CODICE PRODOTTO</b>       | 854912 |
| <b>UNITÀ CONFEZIONAMENTO</b> | Pz. 1  |
| <b>ACCESSORI</b>             | /      |
| <b>GARANZIA</b>              | 2 anni |

### CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.