

## SCHEDA TECNICA DEAMBULATORE - 854951

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PRODUTTORE        | Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI) |
| CODICE ISO        | 12.06.06.003                                                      |
| REPERTORIO DM SSN | (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5093/R                    |
| CND               | Y120606                                                           |

### DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore 2 ruote fisse da 3" (mm 76) anteriori e 2 puntali antiscivolo posteriori.

Regolabile in altezza grazie alle 4 gambe preforate con ghiera il plastica per il fissaggio all'altezza desiderata. Maniglie di appoggio morbide, anatomiche e confortevoli.

| DATI TECNICI                                                                                                                                                                                                                                                         | IMMAGINE ARTICOLO                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Telaio pieghevole per ridurre l'ingombro. In duralluminio anodizzato</li><li>Regolabile in altezza da cm 81 a cm 91 Larghezza totale cm 57</li><li>Lunghezza totale cm 48 Peso kg 2,5</li><li>Portata massima kg 120</li></ul> |  |

### DIMENSIONI

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cm 57                                                                              | cm 48                                                                              | cm 43                                                                              | Da cm 81 a cm 91                                                                   | cm 81 x cm 9,5 x cm 56                                                             | Kg 2,5                                                                             | Kg 120                                                                               | 3" (mm 76)                                                                           | n/a                                                                                  |

### INFO UTILI

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| CODICE PRODOTTO       | 854951 |
| UNITÀ CONFEZIONAMENTO | Pz. 1  |
| ACCESSORI             | /      |
| GARANZIA              | 2 anni |

### CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.  
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.