

SCHEDA TECNICA DEAMBULATORE - 854952

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.03.006
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5084/R
CND	Y120603

DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore articolato in duralluminio anodizzato ad alta resistenza, pieghevole e regolabile in altezza, in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione.

DATI TECNICI	IMMAGINE ARTICOLO
• 4 puntali antiscivolo • Regolabile in altezza da cm 76 a cm 94 • Larghezza totale cm 59 • Lunghezza totale cm 45 • Peso kg 3,5 • Portata massima kg 114	

DIMENSIONI

								
cm 59	cm 45	cm 46	Da cm 76 a cm 94	cm 77 x cm 9 x cm 51	Kg 3,5	Kg 120	n/a	n/a

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	854952
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.