

SCHEDA TECNICA DEAMBULATORE - 854956

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.06.003 – 12.06.09.130 – 12.06.09.109
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5095/R
CND	Y120606

DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore con 2 ruote anteriori da 3,7" (94mm) piroettanti e 2 puntali di appoggio posteriori con gommino antiscivolo. Telaio pieghevole grazie al sistema di bloccaggio-sbloccaggio. Impugnature anatomiche e morbide per il miglior confort.

DATI TECNICI	IMMAGINE ARTICOLO
• In duralluminio anodizzato • Regolabile in altezza da cm 82 a cm 92 • Larghezza totale cm 55 • Lunghezza totale cm 48 Peso kg 3,2 • Portata massima kg 120	

DIMENSIONI

								
cm 55	cm 48	cm 42,5	Da cm 82 a cm 92	cm 83 x cm 9 x cm 59	Kg 3,2	Kg 120	3,7" (mm 94)	n/a

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	854956
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.