

SCHEDA TECNICA DEAMBULATORE - 854957

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - viale delle industrie, 5 - 20020
CODICE ISO	12.06.06.003 – 12.06.09.130 – 12.06.09.109
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5094/R
CND	Y120606

DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore 2 ruote anteriori fisse da 5" (127mm) e 2 puntali posteriori antiscivolo. Regolabile in altezza grazie alle 4 gambe preforate con ghiere in plastica per il fissaggio dell'altezza. Impugnatura maniglie morbida e confortevole, telaio pieghevole.

DATI TECNICI	IMMAGINE ARTICOLO
• Ruote anteriori fisse • In duralluminio anodizzato • Regolabile in altezza da cm 84 a cm 102 Larghezza totale cm 61 • Lunghezza totale cm 43 Peso kg 3,2 • Portata massima kg 135	

DIMENSIONI

								
cm 61	cm 48	cm 43	Da cm 84 a cm 102	cm 84 x cm 9,5 x cm 63	Kg 3,2	Kg 120	5" (mm 127)	n/a

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	854957
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	PZ. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 ANNI

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.