

SCHEDA TECNICA - ROLLATOR CITY MED

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 667349/R
CND	Y120606

DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore tipo rollator, sedile imbottito, elegante basket porta oggetti, appoggio per la schiena rivestito di soffice imbottitura, maniglie a spinta anatomiche, dispositivo frenante a leva con stazionamento. Ruote di ampie dimensioni, anteriori piroettanti e posteriori da 8"(mm 203).

Estremamente leggero, di dimensioni compatte facilmente manovrabile, elegante, affidabile. Munito di dispositivo porta bastoni/stampelle. Particolarmente indicato per uso esterno e su terreni sconnessi e ghiaiosi.

DATI TECNICI	IMMAGINE ARTICOLO
• Struttura in duralluminio anodizzato epossidico • Sedile, cestino e fascia appoggia schiena. • Struttura a crociera. • Pieghevole, chiudibile a "cubo" e ruote anteriori ripiegabili • Dispositivo porta bastone/stampella • Leva a freno a duplice funzione • Freno di stazionamento • Manopole di spinta ad impugnatura anatomica. • Regolabile in altezza da cm 80 a cm 92 • Larghezza interna cm 50 • Larghezza totale cm 67 • Altezza sedile da terra cm 53 • Lunghezza totale cm 69 • Sedile cm 45,5x25 • Peso kg 7,6 • Portata massima kg 136	

DIMENSIONI

								
cm 67	cm 69	cm 50	Da cm 80 a cm 92	cm 66 x cm 36 x cm 34	Kg 7,6	Kg 136	20 cm	17 cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	854929
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.