



SCHEDA TECNICA - ROLLATOR DYNAMIC

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.009 -12.06.09.130 – 12.06.09.109 -12.06.09.106 -12.06.09.142
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1130430/R
CND	Y120606

DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore tipo rollator, sedile imbottito, elegante basket porta oggetti, appoggio per la schiena rivestito di soffice imbottitura, maniglie a spinta anatomiche, dispositivo frenante a leva con stazionamento. Ruote di ampie dimensioni, anteriori piroettanti e posteriori disce da 8" (mm 203). Estremamente leggero, di dimensioni compatte facilmente manovrabile, elegante, affidabile. Munito di dispositivo porta bastoni/stampelle. Particolarmente indicato per uso esterno e su terreni sconnessi e ghiaiosi. Struttura in duralluminio anodizzato epossidico, leggerissima Pieghevole per ridurre l'ingombro durante il trasporto.

DATI TECNICI

- Regolabile in altezza da cm 84 a cm 100
- Dimensioni sedile cm 36x25.
- Altezza sedile da terra: da cm53,5 a cm61
- Ruote da mm203 (8") in PU, anteriori girevoli
- Portata massima kg 120.
- Peso kg 7,5.

IMMAGINE ARTICOLO



DIMENSIONI

cm 62	cm 61	cm 48	da cm 84 a cm 100		Kg 7,5	Kg 120	8" (mm 203)	8" (mm 203)

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	854859
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 ANNI

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.