

SCHEDA TECNICA CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA CON FORO

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	03.33.03.003
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr: 2441819/R
CND	Y033303

DESCRIZIONE GENERALE

Prevenzione del decubito per pazienti costretti su carrozzina, allo scopo di diminuire i rischi di pressione, di ridurre le forze di taglio e frizione, di favorire la circolazione di aria.

Indicato per pazienti a basso rischio di decubito che necessitano di un supporto adeguato e leggero per uno scarico di pressione in presenza di decubiti e/o zone particolarmente sensibili.

Realizzato con sacca di tessuto traspirante, contenente fibra con valori di drenaggio superiori a 15 den filo 64 mm diametro. Il cuscino ha un rivestimento lato 100% cotone traspirante.

La fibra cava siliconata consente alla pelle di rimanere fresca ed asciutta. La sua capacità di deformarsi, a seconda delle sollecitazioni dovute ai movimenti del paziente, riduce la pressione sulle zone maggiormente a rischio.

DATI TECNICI

• Portata massima kg. 90 • Peso: gr. 490 ca. • Larghezza cm 42 • Profondità cm 42 • Altezza cm 10	
---	---

IMMAGINE ARTICOLO

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	003014
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.