

SCHEDA TECNICA CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA "KOMETA" ECO3

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	04.33.03.003 (Ex 03.33.03.003)
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) cod.003015: 2441842/R cod.003016: 2441848/R cod.003017: 2529059/R cod.003018: 2529061/R cod.003019: 2529063/R cod.003021: 2529067/ R cod.003022: 2529068/R cod.003025:2531943/R
CND	Y033303

DESCRIZIONE GENERALE

Cuscino in fibra cava siliconata costituito da un rivestimento interno in cotone che contiene la fibra cava all'interno di tre (3) canali, per garantire la necessaria resilienza ed evitare l'ammassamento, mantenendo costanti le caratteristiche di elasticità. Realizzato con sacca di tessuto traspirante, trapuntato a "canali".

Ausilio destinato a persone con limitazioni motorie permanenti o temporanee che impongono situazioni di prolungata immobilità in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di ulcerazione cutanea.

Indicato per pazienti a basso rischio di decubito.

Le fibre cave siliconate consentono alla pelle di rimanere fresca e asciutta, la sua capacità di deformarsi, a seconda delle sollecitazioni dovute ai movimenti del paziente, riduce la pressione sulle zone maggiormente a rischio.

DATI TECNICI

- Drenaggio: 15 Den.
- Rivestimento esterno: Cotone 100%
- Spessore fibra (altezza cuscino): 10 cm
- Peso: 400 gr.
- Portata Massima: 90 Kg.
- Dispositivo Medico di CLASSE I

IMMAGINE ARTICOLO



INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• 003015 - 40x40x10cm • 003016- 45x40x10cm su richiesta i seguenti codici (per maggiori informazioni contattare ordini@rehasense.com) • 003017 - 40x44x10cm • 003018 - 44x44x10cm • 003019 - 48x44x10cm • 003021 - 51x44x10cm • 003022 - 51x48x10cm • 003025 - 48x40x10cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz
ACCESSORI	Fodera in cotone 100%
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.