

SCHEDA TECNICA - CUSCINO COMPACT

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	03.33.03.009
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 13166/R.
CND	Y033303

DESCRIZIONE GENERALE

Cuscino compact in viscoelastico compatto, integrato con fluidi automodellanti in gel di silicone, con fodera ignifuga in cotone elasticizzato. Lavabile, traspirante con due maniglie per il trasporto.

IMMAGINE ARTICOLO



INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• 003076 - 40x40x3cm • 003063 - 45x40x3cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.