

SCHEDA TECNICA - CUSCINO FLUGEL

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	03.33.03.006
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 13158/R
CND	Y033303

DESCRIZIONE GENERALE


Cuscino gel di silicone viscoelastico compatto a bassa memoria "LAVAGEL" su base in poliuretano espanso composto da una base in poliuretano espanso, integrato con fluidi auto modellanti. L'utilizzo del fluido "lavagel" ottenuto da elementi di matrice uretanica, totalmente privo di plastificanti, conserva nel tempo ottime caratteristiche elastomeccaniche, a differenza dei comuni gel a base acquosa o siliconata. Il "lavagel" totalmente inerte, conferisce al cuscino le seguenti qualità:

- Migliore adeguamento anatomico-posturale;
- Il fluido, senza memoria riduce i rischi di formazione di piaghe.

Il cuscino è fornito di fodera in cotone, elasticizzata, lavabile, traspirante e nastri per il fissaggio alla carrozzina.

IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI

IMMAGINE ARTICOLO



INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• 003130 - 40x40x5cm • 003131 - 45x40x5cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.