

SCHEDA TECNICA - CUSCINO FLUID BASE

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	03.33.03.012
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 13181/R.
CND	Y033303

DESCRIZIONE GENERALE

Cuscino in fluido modellante "LAVAGEL" nella parte ischiatica su base anatomica in poliuretano composto da una base anatomica preformata integrata con fluidi automodellanti. L'utilizzo del fluido "Lavagel" ottenuto da elementi di matrice uretanica, totalmente privo di plastificanti, conserva nel tempo ottime caratteristiche elastomeccaniche, a differenza dei comuni gel a base acquosa o siliconata. Il "Lavagel" totalmente inerte, conferisce al cuscino le seguenti qualità:

- Migliore adeguamento anatomico-posturale
- Il fluido, senza "memoria", riduce i rischi di formazione di piaghe.

Il cuscino è fornito di fodera in cotone elasticizzata, lavabile, traspirante, con base antiscivolo, sistema di fissaggio alla carrozzina e maniglie.
IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

IMMAGINE ARTICOLO



INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• 003132 - 43x40x6cm • 003133 - 40x40x6cm • 003134 - 45x40x6cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.