

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	03.33.03.003
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) Cod. 003156 Nr:2441936/R - Cod. 003157 Nr: 2441929/R
CND	Y03303

DESCRIZIONE GENERALE

Prevenzione del decubito per pazienti costretti su carrozzina allo scopo di diminuire i picchi di pressione, di ridurre le forze di taglio e frizione e di favorire la circolazione di aria. Realizzato con sacca di tessuto in cotone contenente fibra con valori ad alto denaraggio, superiori a 15 den, diametro filo 64 mm.

La fibra cava siliconata consente alla pelle di rimanere fresca e asciutta, la sua capacità di deformarsi a seconda delle sollecitazioni dovute ai movimenti del paziente riduce la pressione sulle zone maggiormente a rischio.

Il cuscino ha un rivestimento al 100% cotone. Peso gr.400 ca.

Si raccomanda di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene.

A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito. Portata massima Kg 90.

IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

IMMAGINE ARTICOLO



INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• 003156 - 45x45x10cm • 003157 - 40x40x10cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.