

SCHEDA TECNICA - TRIPODE BASE STRETTA IMPUGNATURA DERBY

PRODUTTORE	Viewstar International Co Ltd. - 8 Floor, No. 149, Sec. 2, Ta Tung Road 221 Hsichih District, New Taipei City Taiwan R.O.C.
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.03.16.003
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1572868/R
CND	Y120315

INDICAZIONI

L'utilizzo di questo presidio non è indicato nei soggetti affetti da gravi patologie psicomotorie e di coordinazione (come ad esempio persone affette dal morbo di Parkinson). In questi casi deve essere svolta una valutazione da personale Medico qualificato, per poter identificare il dispositivo più adatto al paziente in esame.

IMMAGINE ARTICOLO	CARATTERISTICHE TECNICHE
	• In duralluminio anodizzato ad alta resistenza • Impugnatura anatomica "tipo Derby" • Regolazione da cm 66 a cm 91 • Puntale antiscivolo, ad alto attrito • Portata massima kg 114 • Peso kg 1,2 • Dimensione della base: • Base cm 16 x 13,5 x 13,5 • Il prodotto è adatto per essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

INFO UTILI

CODICE	• 855080
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.