

SCHEDA TECNICA - BASTONE IN ALLUMINIO

PRODUTTORE	Valentine International Ltd. - 8FL., No. 149, Sec. 2, Ta Tung Road, 221 Hsichih District, New Taipei City, Taiwan, R.O.C.
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 333262/R
CND	IN ARRIVO

CARATTERISTICHE TECNICHE

In duralluminio verniciato epossidico.
Mod. pieghevole: da cm 84 a cm 94. Piegato lunghezza cm 30
Mod. regolabile: da cm 86 a cm 95
Diametro del tubo cm 2,54 nella versione da uomo e cm 2 nella versione da donna.
Portata massima: kg 114

IMMAGINE ARTICOLO



INFO UTILI

CODICE	• 855126 - Mod. per uomo Golf (1) Regolabile Manico col. Nero • 855127 - Mod. per uomo Cervi (2) Regolabile Manico col. Marrone • 855128 - Mod. per uomo Orsi/Cervi (3) Regolabile Manico col. Nero • 855129 - Mod. per uomo Nautica (4) Pieghevole Manico col. Nero • 855130 - Mod. per donna Gatti (5) Regolabile Manico col. Marrone • 855131 - Mod. per donna Cani (6) Regolabile Manico col. Marrone • 855132 - Mod. per donna Farfalle (7) Pieghevole Manico col. Nero
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

