

SCHEDA TECNICA - BASTONI CON DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE

PRODUTTORE	Valentine International Ltd. - 8FL., No. 149, Sec. 2, Ta Tung Road, 221 Hsichih District, New Taipei City, Taiwan, R.O.C.
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 879194/R
CND	IN ARRIVO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ausilio per la deambulazione per anziani, disabili e persone con problematiche motorie in genere.
 Bastoni in duralluminio anodizzato, impugnatura anatomica tipo Fritz. Il bastone viene fornito **SENZA BATTERIE** (tipo AAA).
 Regolabile in altezza da cm 72 a cm 94.
 PORTATA MASSIMA: Kg 114

IMMAGINE ARTICOLO



INFO UTILI

CODICE	• 855172 - Modello reg. colore nero • 855173 - Modello reg. colore marrone
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
 La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.