

SCHEDA TECNICA - DEAMBULATORE ROLLATOR "KOMETA"

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.003
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 5120/R
CND	Y120606

DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore con 4 ruote da 200x50mm PU soft, anteriori piroettanti, posteriori fisse. Dispositivo frenante a leva, con sistema di stazionamento. Munito di seggiolino, cestino porta oggetti, vassoio e dispositivo porta bastone/stampelle.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	Telaio in acciaio laccato grigio Pieghevole e regolabile in altezza da cm 78 a cm 96,5 Larghezza totale cm 61 Profondità totale cm 65 Altezza sedile da terra cm 61 Dimensioni sedile cm 42x16 Ruote in PU 200x50, anteriori girevoli Dispositivo frenante a leva con di freno di stazionamento Dispositivo porta bastone/stampella Portata massima kg 130 Peso kg 12,28

DIMENSIONI

								
cm 61	cm 65	cm 43	Da cm 78 a cm 96,5	cm 85 x cm 27 x cm 54	Kg 12,28	Kg 130	8" (mm 200)	8" (mm 200)

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	857105
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1PZ
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

