

SCHEDA TECNICA - DEAMBULATORE CON APPOGGI SOTTO-ASCELLARI ME-06

PRODUTTORE	Viewstar International Co Ltd. - 8 Floor, No. 149, Sec. 2, Ta Tung Road 221 Hsichih District, New Taipei City Taiwan R.O.C.
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.12.006
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 331214/R
CND	Y120612

CARATTERISTICHE TECNICHE

Deambulatore con appoggi sotto-ascellari, con 4 ruote da 100mm, posteriori con sistema frenante.
Supporti ascellari imbottiti, girevoli, regolabili in altezza.
Sistema di chiusura del deambulatore con "maniglia"
Struttura realizzata in acciaio verniciato epossidico
Pieghevole e regolabile in altezza da cm 115 a cm 142
Larghezza totale cm 61
Profondità totale cm 78
Altezza sedile da terra cm 61
Ruote mm 100 (4")
Freno di stazionamento sulle ruote posteriori
Ingombro massimo cm 94 H x 78 P x 14 L
Portata massima kg 130
Peso kg 12,3
Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

IMMAGINE ARTICOLO



INFO UTILI

CODICE	• 857140
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	• Sedile imbottito, rivestimento skay cm 51 x 21 x 5, altezza da terra cm 61 • Tavolo imbottito con incavo, rivestimento skay, con appoggi antibrachiali, dimensione cm 60x40x5 • Profondità incavo cm 18, regolabile in altezza da cm 107 a cm 133 (cod. 857145) • Appoggi antibrachiale, regolabili in altezza da cm 107 a cm 133 (cod. 857146)
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
Il prodotto rispetta le seguenti normative Europee armonizzate:
EN 12182: 2012 - EN 1985: 1999 - EN ISO 111999-3: 2005
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.