

SCHEDA TECNICA - DEAMBULATORE ASCELLARE KOMETA ME-07

PRODUTTORE	
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.003 - 12.06.09.006
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 331239/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE

Deambulatore ascellare con 4 ruote da 100mm, posteriori con dispositivo frenante. Imbottiture ascellari girevole, regolabili in altezza e larghezza. Sistema di chiusura con "maniglia".

IMMAGINE ARTICOLO	CARATTERISTICHE TECNICHE
	• Struttura in acciaio verniciato epossidico, pieghevole, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio • Regolabile in altezza da cm 115 a cm 142 • Base regolabile in altezza ogni 2 cm (totale 6 cm) • Larghezza massima cm 61 • Larghezza interna cm 46 • Profondità massima cm 78 • Profondità interna cm 70 • Ingombro max chiuso cm 94H x 78P x 14 L • Ruote cm 10 (4") • Freno di stazionamento sulle ruote posteriori • Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza e larghezza • Portata massima Kg. 130 • Peso kg 12,3 ca

INFO UTILI

CODICE	• 857141
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	• Sedile imbottito, rivestimento skay cm 51x21x5, altezza da terra da cm 61 a cm 67 (cod. 857144) • Tavolo imbottito con incavo, rivestimento skay, con appoggi antibrachiali, dimensione cm 60 x 40 x 5 profondità incavo cm 18, regolabile in altezza da cm 107 a cm 133 (cod. 857145) • Appoggi antibrachiale, regolabili in altezza da cm 107 a cm 133 (cod. 857146)
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.