

SCHEDA TECNICA - DEAMBULATORE ASCELLARE KOMETA ME-016F

PRODUTTORE	Viewstar International Co Ltd. - 8 Floor, No. 149, Sec. 2, Ta Tung Road 221 Hsichih District, New Taipei City Taiwan R.O.C.
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.12.006
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 335414/R
CND	IN ARRIVO

INDICAZIONI

Deambulatore con 4 ruote da 100mm, con ascellari, dispositivo frenante manuale a leva con sistema blocco- sblocco, per sicurezza. Imbottitura ascellare girevole, regolabile in altezza e larghezza. Sistema di chiusura con maniglia.

IMMAGINE ARTICOLO	CARATTERISTICHE TECNICHE
	• Struttura in acciaio verniciato epossidico, pieghevole, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio • Regolabile in altezza da cm 115 a cm 142 • Larghezza massima cm 61 • Larghezza interna cm 46 • Profondità massima cm 78 • Profondità interna cm 70 • Ingombro max chiuso cm 94H x 78P x 14 L • Ruote cm 10 (4") • Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza e larghezza • Portata massima Kg. 130 • Dispositivo frenante manuale a leva con sistema "blocco- sblocco" • Peso kg 13,3 ca

INFO UTILI

CODICE	• 857142
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	Sedile imbottito, rivestimento skay cm 51 x 21 x 5, altezza da terra cm 61 (ref. 857144) CODICE ISO 12.06.09.106
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.