

SCHEDA TECNICA - DEAMBULATORE KOMETA ME-016AB+F

PRODUTTORE	Viewstar International Co Ltd. - 8 Floor, No. 149, Sec. 2, Ta Tung Road 221 Hsichih District, New Taipei City Taiwan R.O.C.
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.009 - 12.06.09.130 – 12.06.09.109
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 335415/R
CND	IN ARRIVO

INDICAZIONI

Deambulatore con 4 ruote da 100mm, munito di appoggi antibrachiali regolabili in altezza, dispositivo frenante manuale a leva, con sistema blocco-sblocco, per sicurezza.

Sistema di chiusura con maniglia.

IMMAGINE ARTICOLO	CARATTERISTICHE TECNICHE
	• Struttura in acciaio verniciato epossidico, pieghevole, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio • Regolabile in altezza da cm 115 a cm 142 • Larghezza massima cm 61 • Larghezza interna cm 46 • Profondità massima cm 78 • Profondità interna cm 70 • Ingombro max chiuso cm 94H x 78P x 14 L • Ruote cm 10 (4") • Portata massima Kg. 130 • Munito di appoggi antibrachiali con dispositivo frenante manuale a leva con sistema blocco-sblocco • Peso kg 13,3 ca

INFO UTILI

CODICE	• 857143
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	• Sedile imbottito, rivestimento skay cm 51 x 21 x 5, altezza da terra cm 61 (ref. 857144) CODICE ISO 12.06.09.106
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.