

SCHEDA TECNICA - DEAMBULATORE ASCELLARE KOMETA ME-016F

PRODUTTORE	Viewstar International Co Ltd. - 8 Floor, No. 149, Sec. 2, Ta Tung Road 221 Hsichih District, New Taipei City Taiwan R.O.C.
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.12.003
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 991426/R
CND	Y120612

INDICAZIONI

Deambulatore ascellare con 4 ruote da 100mm, posteriori con sistema frenante. Con piano appoggio imbottito ed appoggi anti-brachiali, regolabile in altezza.

IMMAGINE ARTICOLO	CARATTERISTICHE TECNICHE
	• Sistema di chiusura del deambulatore con "maniglia". • In acciaio verniciato epossidico, pieghevole, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio • Pieghevole e regolabile in altezza da cm 107 a cm 133 • Larghezza totale cm 61 • Profondità totale cm 78 • Altezza sedile da terra cm 61 • Dimensioni sedile cm 42x16 • Ruote da mm 100 (4") • Ingombro massimo chiuso cm 94 H x 78 P x 14 L • Freno di stazionamento sulle ruote posteriori • Portata massima kg 130 • Peso kg 13,3 ca.

INFO UTILI

CODICE	• 857154
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	Sedile imbottito, rivestimento skay, cm 51x21x5 - Altezza da terra cm 61.
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

