

## STABILITY TRAINERS THERA-BAND®

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:** MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 145628/R

#### DESCRIZIONE

Le tavolette propriocettive Thera-Band® sono progettate e realizzate per l'utilizzo in campo riabilitativo e sportivo.

Sono utilizzate per l'allenamento di forza, equilibrio e stabilità muscolare e nella fasi riabilitative per incrementare la propriocezione, che può diminuire a seguito di eventi traumatici.

Le Stability Trainers Thera-Band sono di forma ovale hanno tre differenti densità evidenziate dal sistema progressivo di codice colore. Sono indicate nelle diverse fasi di riabilitazione, per il fitness e ogni qualvolta si richieda un miglioramento della propriocezione. Le Stability di colore Verde e Blu sono in schiuma,

hanno consistenza rigida e sono indicate per l'allenamento e la riabilitazione di soggetti che richiedono una superficie che consenta esercizi a basso livello di difficoltà (principianti). La tavoletta di colore Nero, extra-morbida, è realizzata in PVC e viene gonfiata ad aria. E' caratterizzata da una superficie con punti in rilievo su un lato che forniscono stimolazione tattile.

I bordi di questa tavoletta sono solidi per prevenire eversioni della caviglia, caratteristica unica sul mercato per un prodotto gonfiato ad aria. La Stability Trainer di colore Nero è indicata per l'allenamento e la riabilitazione di soggetti che richiedono una superficie che consenta loro esercizi con un livello di difficoltà elevato (avanzato).

#### INDICAZIONI

Migliorare l'equilibrio e la propriocezione in pazienti che hanno subito traumi alla caviglia o lesioni del ginocchio

L'allenamento della forza, core stability

Esercizi di rinforzo per la caviglia

Esercizi di stimolazione senso-motoria

Migliorare le prestazioni sportive

#### COMPOSIZIONE

Realizzate in PVC



| Codice | Descrizione                    | Dimensioni (top)     | Dimensioni (base)     |
|--------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 305207 | Verde, Rigida (Principianti)   | 40.6 x 22.9 x 5.1 cm | 43.18 x 25.4 x 5.1 cm |
| 305206 | Blu, Morbida (Intermedio)      | 36.8 x 20.3 x 4.4 cm | 38.1 x 22.2 x 4.4 cm  |
| 305208 | Nero, Extra-Morbida (Avanzato) | 43.8 x 25.7 x 6.4 cm | 43.8 x 25.7 x 6.4 cm  |

Confezionamento: pezzi uno

**CONFORMITÀ:** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

