

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Calza Gambaletto StarSan UOMO Cotone per la prevenzione Valore compressione: 18 e 21mmHg

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland Srl – Viale delle Industrie 5 – 20044 Arese (MI) – Italy

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA: Mediland Srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy

CODICE CND: M030405 – Calze e gambali compressivi

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 174077/R

CODICE ISO: Gambaletto: 04.06.06.024

DESCRIZIONE

Calza gambaletto classico da uomo per la prevenzione da stasi venosa a compressione differenziata da 18mmHg e 21mmHg.

Realizzate in filato d'alta qualità con elevata percentuale di cotone trattato per aumentare la traspirabilità con tecnologia per la termoregolazione della temperatura sulla cute.



CARATTERISTICHE

- Conformata anatomicamente
- Bordo comfort rilassato anti effetto-laccio
- Tallone rinforzato e punta inerte anti effetto costrizione alle dita del piede
- Resistenti a frequenti lavaggi senza perdere il gradiente compressivo

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

CODICI PRODOTTO

Gambaletto STARSAN UOMO COTONE - 18mmHg Taglia: S - XL

859745/8 Colore blu
859740/3 Colore antracite
859760/3 Colore nero

Gambaletto STARSAN UOMO COTONE - 21mmHg Taglia: S - XL

859716/9 Colore blu
859721/4 Colore antracite
859287/90 Colore nero

COMPOSIZIONE DEL FILATO:

28% cotone a contatto della cute – 59% poliammide – 13% Elastan

I filati sono certificati OEKO TEXT per garantire la massima sicurezza del prodotto. Non si escludono però reazioni avverse allergiche al prodotto in soggetti con cute particolarmente sensibile o con un alto grado di fattori scatenanti l'allergia.

INDICAZIONI

L'uso della calza STARSAN UOMO COTONE è indicato per prevenire i disturbi derivati da un alterata circolazione del sangue e da stasi venosa.

Ideali per l'uso quotidiano, per persone che per lavoro stanno a lungo seduti o in piedi, lunghi viaggi in auto, treno, aereo, per il tempo libero e l'attività fisica moderata.

CONTRINDICAZIONI

Infezioni, eczema, ulcere cutanee, insufficienza cardiaca non compensata, neuropatie gravi, gravi edemi alle gambe, gangrena preesistente, edema polmonare, ipodermite, gravi disturbi alla circolazione arteriosa.

Confezionamento: 1 paio

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

