

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TUBING A RESISTENZA ELASTICA THERA-BAND

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE

Elastici tubolari in gomma naturale ideali per gli esercizi della parte superiore del corpo. Realizzati in gomma naturale, sono disponibili in sei livelli di resistenza progressiva contraddistinti da un codice colore, che guida i professionisti e i pazienti alla scelta della giusta resistenza ed evidenzia i risultati ottenuti.

La progressione del colore Thera-Band è la medesima utilizzata per tutti i prodotti a resistenza elastica e corrisponde ad una progressione della forza richiesta per allungare la fascia o il tubing.

Disponibili in differenti configurazioni: rotoli, confezioni multiple, con impugnature.



INDICAZIONI

Indicati per la riabilitazione, lo sport e il fitness. Utilizzabili per un'ampia gamma di esercizi in differenti ambiti clinici.

Particolarmente adatti ad esercizi della parte superiore del corpo.

COMPOSIZIONE

Gomma naturale

AVVERTENZE

Il prodotto contiene lattice

THERABAND® Progressione Colori		Resistance in Kilograms at:	
Thera-Band® Band/Tubing Color	Increase from Preceding Color at 100% Elongation	100% Elongation	200% Elongation
Thera-Band Beige	-	1.1	1.5
Thera-Band Giallo	25%	1.3	2.0
Thera-Band Rosso	25%	1.7	2.5
Thera-Band Verde	25%	2.1	3.0
Thera-Band Blu	25%	2.6	3.9
Thera-Band Nero	25%	3.3	4.6
Thera-Band Argento	40%	4.6	6.9
Thera-Band Oro	40%	6.5	9.5

BEGINNER
↓
ADVANCED

Tubing a Resistenza Elastica - Tubing in rotolo, facili da tagliare in base alla lunghezza richiesta.



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Box da 7,5 mt

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1748281/R

305050 Thera-Band Giallo / Leggero
305051 Thera-Band Rosso / Medio
305052 Thera-Band Verde / Forte
305053 Thera-Band Blu / Extra Forte
305054 Thera-Band Nero / Special Forte
305055 Thera-Band Argento / Super Forte

Box da 30.5 mt

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1748289/R

305040 Thera-Band Giallo / Leggero
305041 Thera-Band Rosso / Medio
305042 Thera-Band Verde / Forte
305043 Thera-Band Blu / Extra Forte
305044 Thera-Band Nero / Special Forte
305045 Thera-Band Argento / Super Forte

**Confezione Multi-Tubing - Comprende tubing da 1,5 mt in due differenti livelli di difficoltà:
Leggero 3 tubing nei colori giallo, rosso e verde; Forte 2 tubing nei colori blu e nero.**



305123 Confezione Multi-Tubing Leggero (Giallo, Rosso e Verde)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1748290/R

305124 Confezione Multi-Tubing Forte (Blu e Nero)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1748293/R



Tubing con impugnature in PVC - Soluzione completa per l'esercizio, pronta all'uso:



REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1748295/R

305322 Thera-Band Giallo / Leggero, 122 cm
305056 Thera-Band Rosso / Medio, 122 cm

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

305057 Thera-Band Verde / Forte, 122 cm
305058 Thera-Band Blu / Extra Forte, 122 cm
305059 Thera-Band Nero / Special Forte, 127 cm
305327 Thera-Band Argento / Super Forte, 127 cm



Disponibili in quattro livelli di resistenza.

Tubing Loops - Tubing ad anello con polsiere/cavigliere imbottite e regolabili a velcro. Ideali per l'allenamento sportivo e la riabilitazione.



REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1748297/R

305333 Thera-Band Rosso, Principiante/Intermedio
305330 Thera-Band Verde, Intermedio
305331 Thera-Band Blu, Intermedio / Avanzato
305332 Thera-Band Nero, Avanzato



CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

