

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

CARRUCOLA CON IMPUGNATURE THERA-BAND®

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: in attesa

DESCRIZIONE

La carrucola con impugnature si ancora alla parte superiore di una porta o in qualsiasi punto lungo uno stipite standard, ciò consente un pratico impiego in qualsiasi ambiente.

La carrucola metallica assicura uno scorrimento uniforme della corda durante l'esercizio; la corda è divisa in sezioni colorate separate fra loro da una tacca di colore nero.

Ciò consente di poter vedere effettivamente la progressione e la qualità del lavoro svolto.

Le impugnature, in schiuma morbida, offrono il massimo comfort durante l'uso.

La regolazione della lunghezza della corda è personalizzabile.



INDICAZIONI

Strumento semplice e versatile per esercizi di riabilitazione della spalla.

La carrucola con impugnature Thera-Band® può essere utilizzata dai pazienti sia a casa che in clinica, e permette di visualizzare costantemente i progressi ottenuti.

Confezionamento: pezzi uno



CODICE

305149 Carrucola con impugnature

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

