

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## FLOVEN CALZA GAMBALETTO POST-GESSO e POST-TRAUMA KKL I Valore compressione: 18-21mmHg

### SCHEMA TECNICA

**PRODUTTORE:** Mediland Srl – Viale delle Industrie 5 – 20044 Arese (MI) – Italy

**DISTRIBUTORE PER ITALIA:** Mediland Srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy

**CODICE CND:** M030405 – Calze e gambali compressivi

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005):** 1442824/R

**CODICI ISO:** Gambaletto: 04.06.06.024

#### DESCRIZIONE:

Calza gambaletto a compressione differenziata KKL I 18-21mmHg post-trauma o post-gesso.

Indicata per il periodo immediatamente successivo alla rimozione dell'ingessatura alla gamba oppure nei traumi contusivi, post- distorsione di caviglia e ginocchio da moderata a severa, dopo trattamento artroscopico di ginocchio, caviglia.



#### TABELLE PRODOTTI:

CALZA GAMBALETTO FLOVEN POST-GESSO e POST-TRAUMA KKL I - 18-21 mmHg					
Articolo	Codice	Descrizione	Lunghezza	Punta	Colore
501	050006/09	Gambaletto AD	Unica	Aperta	Beige

4 taglie disponibili: I, II, III, IV.

**mediland srl**  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese  
**mediland.it** info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

#### **INDICAZIONI:**

Indicata per il periodo immediatamente successivo alla rimozione dell'ingessatura alla gamba oppure nei traumi contusivi e post-distorsione di caviglia e ginocchio da moderato a severo, post-artroscopia di ginocchio e caviglia.

#### **CONTRONDIRICAZIONI:**

Infezioni, eczema, ulcere cutanee, insufficienza cardiaca non compensata, neuropatie gravi, gravi edemi alle gambe, gangrena preesistente, edema polmonare, ipodermite, gravi disturbi alla circolazione arteriosa.

#### **COMPOSIZIONE FILATO**

**75% poliammide – 25% elastomero**

I filati sono certificati **OEKO TEXT** per garantire la massima sicurezza del prodotto. Non si escludono però reazioni avverse allergiche al prodotto in soggetti con cute particolarmente sensibile o con un alto grado di fattori scatenanti l'allergia.

#### **TAGLIE STANDARD**

Taglia	I	II	III	IV
<b>C cm</b>	30-34	34-39	40-44	45-49
<b>B cm</b>	20-22	23-25	26-28	29-31

**CONFEZIONE:** 1 pezzo per singola confezione in busta

#### **CONFORMITÀ:**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'Allegato I del regolamento 2017/745.

