

## DEAMBULATORE ROLLATOR “KOMETA”

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI)  
**CODICE ISO:** 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142  
**REPERTORIO DM SSN** - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5120/R  
**CODICE Nr:** 857105

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore con 4 ruote da 200x50mm PU soft, anteriori piroettanti, posteriori fisse. Dispositivo frenante a leva, con sistema di stazionamento. Munito di seggiolino, cestino porta oggetti, vassoio e dispositivo porta bastone/stampelle.

Telaio in acciaio nero anodizzato  
 Pieghevole e regolabile in altezza da cm 78 a cm 96,5  
 Larghezza totale cm 59  
 Profondità totale cm 63,5  
 Altezza sedile da terra cm 61  
 Dimensioni sedile cm 39x16  
 Ruote in PU 200x50, anteriori girevoli  
 Dispositivo frenante a leva con di freno di stazionamento  
 Dispositivo porta bastone/stampella  
 Portata massima kg 130  
 Peso kg 12,28



cm 59	cm 63,5	cm 43	Da cm 80 a cm 96,5	cm 90 x cm 23 x cm 54	Kg 12,28	Kg 130	8" (mm 200)	8" (mm 200)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

**CONFORMITÀ:** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

