

SCHEDA TECNICA DEAMBULATORE - 854793

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.009 – 12.06.09.130 – 12.06.09.109
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1384625/R
CND	Y120606

DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore con 4 ruote da 178 mm (7"), anteriori piroettanti, posteriori fisse con sistema frenante a leva.
Impugnatura maniglie anatomica, telaio pieghevole grazie al sistema a doppio bloccaggio-sbloccaggio.

DATI TECNICI	IMMAGINE ARTICOLO
• Ruote anteriori piroettanti, posteriori fisse da 7" (mm 178) • Duralluminio anodizzato • Regolabile in altezza da cm 81 a cm 91 • Larghezza totale cm 62 • Lunghezza totale cm 54 • Peso kg 4,1 • Portata massima kg 136	

DIMENSIONI

								
cm 62	cm 54	cm 43	Da cm 81 a cm 91	cm 82 x cm 14 x cm 61	Kg 4,1	Kg 136	7" (mm 178)	7" (mm 178)

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	854793
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.