

DEAMBULATORE ARTICOLATO-PIEGHEVOLE “KOMETA” MOD. JUNIOR

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale Delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

CODICE ISO: 12.06.03.006

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1174767/R

CODICE Nr: 854891

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

deambulatore articolato pieghevole modello “junior”, in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione, realizzato in duralluminio anodizzato, leggero, pieghevole e regolabile in altezza.



Pieghevole in duralluminio anodizzato










Regolabile in altezza da cm 70 a cm 82

Larghezza totale cm 62

Lunghezza totale cm 51

Peso kg 2,7

Portata massima kg 114

								
cm 62	cm 51	cm 48	Da cm 70 a cm 82	cm 63 x cm 9 x cm 51	Kg 2,7	Kg 114	n/a	n/a

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

